



2019年6月11日

ニプロ株式会社  
コード番号: 8086

## シリンジ分注キャップ「タッチレス™」 販売開始のお知らせ

ニプロ株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:佐野 嘉彦)は、本日、シリンジ分注キャップ「タッチレス™」(以下、「本製品」)の販売を開始しましたので、お知らせいたします。

シリンジ採血後、シリンジから真空採血管や血液培養ボトルへ血液を分注する際は、誤って針刺しや切創等を負わぬよう、細心の注意を払う必要があります。本製品は、注射針を真空採血管のゴム栓にそのまま刺したり、シリンジから注射針を外したりすることなく分注できることから、医療従事者の方々のリスク低減につながる、安全性と感染防止を追求した血液分注用安全器材です。また、分注後は、本製品を装着したまま廃棄することができ、針刺し等を防止します。

### シリンジ分注キャップ「タッチレス™」



#### ■安全性・感染防止を追求


本製品を手を持つことなく、注射針を付けたままのシリンジに装着することが可能。装着後は注射針がロックされ、かつ露出しないため、針刺しや切創、感染等のリスクが低減。

#### ■廃棄時にも安全

本製品を装着したまま廃棄することが可能であるため、針刺し等を防止。

#### 《使用方法》

本製品を机などの平らな場所に設置し、上面にあるくぼみに注射針の形状を合わせ、シリンジをまっすぐにカチッと音がするまで下ろす。逆側のホルダー一部分から真空採血管(または血液培養ボトル)を奥まで挿入し、分注を開始。



参考価格(税抜): 250円/個

ニプロは今後とも、患者さまの QOL (Quality of life) 向上はもちろんのこと、より安全で、医療ニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。

**お問い合わせ先**

リリースの内容に関するご照会： 広報担当

TEL 06-6375-6700

本製品に関するご照会： 検査商品開発・技術営業部

TEL 06-6373-3168